



SbS Bindeanleitung „CDC Deerhair Sedge“

gebunden von Michael, alias FlyMike

Materialliste:

Haken: FT 7254HQ #14,

Body: CDC, feines Rehhaar, Hasenohrgrannen



Haken mit der Grundwicklung versehen, CDC Dubbing auf den Haken spinnen und den Körper binden



Ein kleines Bündel Rehhaar als Flügel einbinden



Die Grannen einer CDC Feder im gespleißten Faden verdrallen und um das Rehhaar binden, dabei bei jeder Wicklung die Grannen nach hinten oben streifen



Etwas Haar vom Hasenohr im gespleißten Faden verdrallen
und damit den Thorax binden.
Zum Schluß noch die Fliege etwas zurecht zupfen und
durchkämmen

Viel Spaß bei nachbinden euer Michel

